



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ **ООО «НИИ ПИ»**

141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2,
помещение 006, офис 1
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «НИИ ПИ»
В.О. Мухортин
Апреля 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ **(анализа)** **№17242-НИИПИ/22 от 28.04.2022**

1	Объект	Шланги и рукава промышленные торговой марки Holzer Flexo Модель: Holzer Elastic
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХОЛЫЦЕР ФЛЕКСО», Адрес: 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская д. 43/4, каб.2, ИНН: 5404215441, ОГРН: 1215400029899
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХОЛЫЦЕР ФЛЕКСО», Адрес: Россия, 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская д. 43/4, каб.2, ИНН: 5404215441, ОГРН: 1215400029899
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 17242 от 17 Марта 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Марта 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	29 Марта 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	01 Апреля 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Внутренний диаметр (мм)	102	102	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
2	Толщина стенки (мм)	6,2	6,2	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
3	Наружный диаметр (мм)	115,2	115	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
4	Рабочее давление (Атм)	4,7	5	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
5	Разрывное давление (Атм)	14,1	15	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
6	Длина рулона (м)	20	20	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
7	Внешний вид	Внешний вид шлангов должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке	Соответствует требованиям	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
8	Шланги должны сохранять гибкость	Шланги должны сохранять гибкость после выдержки при температуре минус 10 °С в течение 5 часов.	Соответствуют требованиям	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022
9	Шланги должны выдерживать без разрушения и течей не менее 10000 циклов	Шланги должны выдерживать без разрушения и течей не менее 10000 циклов воздействия внутреннего пульсирующего давления, максимальная величина которого составляет 1,2 от величины рабочего давления, при температуре испытательной жидкости (23 ± 2)°С.	Соответствуют требованиям	ТУ 22.21.29-001-48076490-2022

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Шланги и рукава промышленные торговой марки Holzer Flexo Модель: Holzer Elastic, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХОЛЬЦЕР ФЛЕКСО», Адрес: Россия, 630052, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Толмачевская д. 43/4, каб.2, ИНН: 5404215441, ОГРН: 1215400029899, **соответствуют:** ТУ 22.21.29-001-48076490-2022.

Исполнитель



И.А. Минибаева

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «НИИ ПИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.